



品质高于一切
精品服务科研

6×DNA Loading Buffer

使用前请仔细阅读说明书

目录号: GH101

保存: -20°C保存两年。

产品说明

本产品是核酸电泳用Loading Buffer。将其加入DNA样品中，使其工作浓度为1×，即可上样电泳。

本产品仅供研究，不用于临床诊断。

服务投诉电话 +86-10-57815020

服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

Website www.transgen.com.cn

E-mail trans@transgen.com.cn

Customer Service +86-400-898-0321

Phone +86-10-51296890

